

2025 年 1 月 28 日

日医標準レセプトソフトご利用医療機関 各位

株式会社 エネコム
日レセサポート担当
TEL：0120-957-706

PMH ツールの更新について

ORCA の開発元より、PMH ツールの更新プログラムが提供されました。

つきましては、下記手順にて更新を行ってください。

※操作方法がご不明な医療機関様は弊社までご連絡ください。

1. 更新内容

- ・ PMH ツール起動に取得した結果を表示する「起動中取得ログ」画面を追加しました。
(操作マニュアルの 3 2 頁参照)
- ・ ポップアップ表示しない設定の場合、PMH 情報を取得した際は、画面右下にメッセージウィンドウを表示する機能を追加しました。
(操作マニュアルの 3 2 頁参照)
- ・ PMH ツールが起動していない場合、医療費助成対象の患者様が顔認証カードリーダーにて受付を行った時に、医療費助成情報ファイルの取りこぼしが発生しますので、後から取り込む機能を追加しました。
(操作マニュアルの 3 6 頁参照)

操作マニュアルは以下を参照してください。

<https://www.orca.med.or.jp/receipt/use/onshipmhtool.html>


2. PMH ツール更新手順

(1) PMH ツールを起動します。


タスクバー右下の「^」マークからアイコンを表示します。




(2) 「PMHツール」アイコンをダブルクリックします。



(3) 「PMHツール」の画面が表示されます。




(4) 「バージョン」タブをクリックし「バージョンアップの確認」をクリックします。




(5) 「最新のバージョンが見つかりました」と表示されます。

「アップデートをおこなう」をクリックします。


※最新バージョン：1.3.0.0 が今回の最新です




(6) 「アップデート処理をおこなっています。」と表示され、ツールが再起動されます。



(7) 再起動後、「バージョン」タブをクリックし「バージョンアップの確認」をクリックします。



(8) 「本体のバージョンは再診です」と表示されます。
作業完了です。「閉じる」をクリックします。



以上