

ご利用者様各位

株式会社アルメックス

アルメックス製顔認証付きカードリーダー「Sma-pa マイナタッチ」 アップデートリリースのお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

弊社製顔認証付きカードリーダー「Sma-pa マイナタッチ」におきまして、以下の内容にて配信アプリケーション経由でのアップデート配信を開始いたします。

1. アップデート内容

- ・保険証利用登録時に表示されるマイナポータルの利用規約を更新しました
- ・資格確認端末起動時にネットワーク環境により通信エラーが発生する対策として、起動時の処理を見直してマイナタッチ本体の電源が投入された時に初期化処理を実行するようにしました
- ・顔認証画面の動作安定化のため、顔認証画面で赤枠を表示しないように変更しました
- ・管理コンソールのヘルプメニュー内のバージョン情報画面で不要な過去に設定したデバイス ID の表示が残る事象を修正しました
- ・管理コンソールウィンドウ幅の初期設定値を調整しました
- ・公費医療券読取結果ファイルの文字コードを UTF-8 と Shift-JIS から選択できるようにしました

2. アップデート方法

※事前にアップデート管理ツールが実行されているかご確認ください。

(図1の通り資格確認端末のタスクトレイにアイコンが表示されていること)



図1

①管理コンソール Ver1.11 以降をご利用の場合

配信アプリケーションからアップデートファイルが配信されますと、管理コンソールおよびマイナタッチ本体は次回起動時に自動でアップデートされます。

※配信アプリケーションによる自動アップデートは、支払基金から配布されている配信アプリケーションのインストールが必要です。

※弊社ユーザーサイト (<https://www.almex.jp/mc/mynatouch/>) から入手いただけるインストーラー

も最新版に更新されておりますので、手動でアップデートいただくこともできます。

②管理コンソール Ver1. 1. 10 をご利用の場合

配信アプリケーションからアップデートファイルが配信されますと、図2の画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。その後、資格確認端末を再起動して管理コンソールが起動すると図3の画面が表示されますので「はい」をクリックしてアップデートを実行します。アップデートが終了すると管理コンソールが起動して、カードリーダー本体のアップデートが自動で実行されます。




図 2




図 3

※今回のアップデートよりアップデートファイルが暗号化されているため、マイナタッチ本体バージョンが 1. 3. 4 以降の端末のみ対応となります。

3. アップデート適用後のバージョン

管理コンソール : 1.0.13

アップデート管理ツール : 1.0.6

カードリーダー本体 : 1.3.5

※本体画面上表記 : 389.2.54

バージョン情報			
◆バージョン情報◆			
システム	デバイスID	バージョン	
管理コンソール		1.0.13	
アップデート管理ツール		1.0.6	
カードリーダー本体	F0alm01	1.3.5	更新予約

本件につきましてご不明な点などありましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

電話でのお問い合わせ 050-5811-6358

メールでのお問い合わせ mynatouchsupport@almex.jp