MightyChecker PRO システム更新手順書 [2022 年 2 月版~]

毎月(22~25 日頃)に更新用ファイルがエーアイエスウェブサイトにアップロードされますので、トップページ (https://www.tais.co.jp/)にアクセスをお願いします。

更新プログラムをダウンロードし、システム更新を行っていただくことにより、MightyChecker PRO のプログラム、 データベースが最新の状態に更新されます。

1. トップページ内にある ログイン ボタンをクリックします。

□ セ レセプトチェック専用ソフト0、× + ∨		-		×
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \textcircled{a} tais.co.jp			Ē	
ALL 株式会社 エーアイエス	ホーム 製品紹介 会社案内 採用情報	! ☑ お問い合わせ │ ☎ 営業直通 03-5800.	·5912	Î
先 : 「医療」 お客様との協業モ	進ソリューシ ×「IT」で医療社会にイノベーション デルによりWin-Winのパートナー	ンを起こす シップを実現します		
2018.4.20 MightyChecker NEWS (2018年5月号)をユーザー様ログイン後	eのページに掲載しました。 株式会社	社エーアイエスはUbicom グループの一員です	∏ G. KE-R.8 R#∞=*3937	

2. 表示された画面で ユーザー様ログイン ボタンをクリックします。

哈 心 レセプトチェック専用ソフトℓ × + ∨							-		×
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \textcircled{a} tais.co.jp					□ ☆	ృ	l~	È	
ALSS 株式会社 エーアイエス		会社案内						591>	<
ユーザー様ログイン お使いの製品の毎月の更新用ファイルの ダウンロードはこちらからです。 ユーザー様ログイン		<i>σ</i> /<	販売	販売店様口 : ^{店様の向けの情報はこ 販売店様ログイ}	グイン ^{ちらからです。} ン	>			
Mighty Checker でして インターネット版レセプト点検サービス ログインはこちらです。	bud		販売代理店 折り返し	販売店様 販売代理店を募集し 指契約をご希望の企業 は、担当者よりご連絡さ 販売店様募集	募集 ています。 ^{業は、ご連絡くた}	ごさい。 ます。 入			
MightyChecker NEWS (2018年5月号)をユーザー様ログイン後の	ロページに掲載		Mitrat	7 - E.F. (1996)	70-RU	Here		JPX 82-82.8 2(6:>=/3937	

3. 「ユーザーID とパスワード」の入力画面が表示されます。

弊社から連絡した「ユーザーID・パスワード」を入力して 送信 ボタンをクリックしてください。

日 回 日 I-アイエス~レセプトチェッ × + ∨	- 🗆 X	
← → ♡ A tais.co.jp/login/user	※「ユーザーID とパスワー	-ド」の入力では、
AIS 株式会社 エーアイエス	英数文字の半角・全角。	と大文字・小文字を
● ユーザー様	区別していますので、お	間違いのないよう
 ユーラールとハスノードを入力して下さい () ログイン 	ご注意ください。	
ユーザーID パスワード		
□ ID、パンラー下を保存する 送信	3.	
copyright (c) AIS Co., Ltd.		

4. 下記の画面が表示されます。



5. 該当月の「注意点・変更内容」「更新用ファイル(例:202201.UPD)」を右クリックし、

「名前を付けてリンクを保存」から保存します。

【Mighty(<製品バージョ	Checker PRO】2022 シ:3.19.00 マスタバーき	2年1月更新 ジョン:202	新情報 2/01/04>			
坦莱在口口		ダウンロ	イード			
饧戦牛月口	注意点・変更内容		更新用ファイル		1	
2022年 01月24日	(導入注意点) 202201MCPRO.pdf (適応疾患変更内容) 2022年1月ルール変更内 容.pdf	一括	202201.UPD 46579Kパイト 右クリック	 リンクを新し リンクを新し リンクを Inl 名前を付け: リンクのコビ 	ンルダブで開く(T) シルウィンドウで開く(W) Private ウィンドウで開く(P) セマリンクを保存(K) (O)	
			-	(由 コレクション	に追加	>
				▶ 開発者ツ-	ルで調査する(N)	Ctrl+Shift+I

- ※ 更新用ファイルサイズが大きい場合、ファイルを分割して提供を行うことがあります。 その場合、「分割」のファイルをすべて同一のフォルダーにダウンロードし、「YYYYMM.bat」を起動して ください。同一の場所に「一括」のファイルと同様のファイルが生成されます。
- 5の作業を行った際に、下記の画面が表示されることがあります。
 表示されたら 保存 ボタン右の ▼ をクリックし、「名前を付けて保存」から保存します。

www.tais.co.jp から 2010年にUPD (34.7 MB) を開くか、または保存しますか?						
	ファイルを開く(0)	保存(S) 🔽 🗄	キャンセル(C)			
		保存(S) 名前を付けて保存 保存して開く(O)	(A)			

7. 下記の画面が表示されますので、任意の場所を選択して保存ボタンをクリックしてください。

名前を付けて保存		×
🔶 🔿 🗹 🛧 🦊 א PC א פֿלאַ א	ド v 0 ダウンロードの検索	<i>م</i>
整理 ▼ 新しいフォルダー		?
 デスクトップ ★ ▲ 名前 ダウンロード ★ ドキュメント ★ ビクチャ ★ a LhWin ビデオ ミュージック 	へ 更新日時 種類 検索条件に一致する項目はありません。	
¥ <		>
ファイル名(<u>N</u>): (のについUPD		~
ファイルの種類(<u>T</u>): UPD ファイル (*.UPD)	~
ヘ フォルダーの非表示	保存(S) キャンセ	JL

MightyChecker PRO システム更新手順書(インターネット用)

8. ダウンロードが完了すると下記の画面が表示されますので、 × をクリックして画面を閉じてください。

Local UPD のダウンロードが終了しました。	開く	フォルダーを開く	ダウンロードの表示	×
			l – werender der gesterne der kören 🚺	0.000

※ダウンロード完了等の画面は、ご利用のブラウザによって表示が異なる場合がございます。

- 9. すべてのファイルのダウンロードが完了したら、ダウンロード画面を閉じてください。
- 10. ダウンロードした「導入注意点(YYYYMMMCPRO.pdf)」の内容をご確認の上、以降の更新作業を行ってく ださい。
- 11. アプリケーションが導入されているコンピューター以外から更新用ファイルをダウンロードした場合、アプリケーションが導入されている任意のコンピューターに USB メモリスティック等の外部媒体を使用し移動しておきます。
 その場合、更新ファイルをアプリケーションが導入されているコンピューターのハードディスクに保存してく

その場合、更新ファイルをアフリケーションが導入されているコンピューターのハードディスクに保存してく ださい。USB メモリスティック等の外部媒体を使用してアプリケーションを導入しているコンピューターに移 動した場合、外部媒体内の更新用ファイルを直接選択しないでください。

12. メインメニューより システム更新 → システム更新 ボタンをクリックして起動します。



13.「システム更新」が起動したら、参照 ボタンをクリックしてください。

システム更新		
📢 戻る 📀	更新	
: 更新ファイル		
製品バージョン	Ver 3.18.00	
マスタバージョン	2021/12/01	

14. 下記のファイルを選択するウインドウが開きますので、ダウンロードした更新用ファイル「YYYYMM.UPD」を 指定して **開く** ボタンをクリックしてください。

必ず更新を行うアプリケーションが導入されているコンピューターのハードディスクに保存した上で選択し てください。

🛃 システム更新用ファイル参照						×
← →	א-םע		ٽ ~	,0 ダウンロー	ドの検索	
整理 ▼ 新しいフォルダー						•
~ 💻 PC 🔷 🐴	名前	更新日時	種類	サイズ		
> 🧊 3D オブジェクト 🗸 🗸 🗸	今日 (1)	2022/01/25 10:01	UPD ファイル	46,580 KB		
> 🔜 デスクトップ > 📄 ドキュメント						
> 📰 ピクチャ > 📕 ビデオ						
> 🎝 ミュージック 💣 ネットワーク						
> •						
ファイル名(N): [206201.UPD		v	すべてのファイル 開く(O)) (*.*) ++	マンセル

※ **開く**ボタンをクリックした際、下記の画面が表示されることがあります。表示されたら **実行** ボタン をクリックして進んでください。



15. 下記の画面が表示されます。

解凍しています
MCPRO¥migration¥MST_JOKEN_SYOBYOM

16. 下記の画面が表示されます。



17. 下記の画面が表示されますので OK ボタンをクリックしてください。

システム更新	×
【システム更新】を最新の状態にします。	
OK	

18. 一度「システム更新」の画面が消え、再び表示されます。 更新 ボタンをクリックしてください。

システム夏	ē新		
	戻る 💽 貝	新	
	- 更新ファイル		
	C:¥Tais¥MCPRO¥mccheck¥2:2	2: .UPD	参照
	製品バージョン	Ver 3.18.00	
	マスタバージョン	2021/12/01	
_			

19. システム更新が行われている間、下記の画面が表示されます。

システム更新
データベースオブジェクト更新開始
5.0%完了

20. システム更新が終了すると、下記の画面が表示されます。

製品バージョンとマスタバージョンが更新されていることを確認し、**戻る**ボタンをクリックしてください。 メインメニューが自動的に再起動されたら、「システム更新」は終了です。

システム更新完了			
(戻る)			
システム更新が止常に終了	しました (更	新所要時間:8分)	図の製品バージョン、マスタバージョンは
製品 お使いのシステムは・・・・	トバージョン トバージョン	Ver 3.19.00	各月ごとに異なります。
***		2022/01/04	製品バージョン、マスタバージョンは各月
に更新されました の		の「導入注意点」に記載しておりますので	
			ご確認ください。