

《 レセチェックン チェックデータバージョンアップ方法 》


番号順にお進み下さい。

- ① 今回送付しました【チェックデータバージョンアップCD】をCDドライブにセットして下さい。
- ② 自動でCDの内容が表示された場合は、右上の[X]ボタンを押し、画面を閉じて下さい。
- ③ レセチェックンを起動し、[バージョンアップ]を選択して下さい。


- ④ 次の画面が表示されたら【CD からダウンロード(F1)】を選択して下さい。



- ⑤ 下記画面が表示されます。[はい] を選択して下さい。




- ⑥ チェックデータの更新が行われます。



- ⑦ チェックデータの更新後に下記画面が表示されます。今回は
【令和1年9月】
【ワープロ病名変換用データ 令和1年6月】
のデータが使用可能です。


表示されたメッセージに「バージョンアップファイルが存在します。」と表示された場合、右欄の A) に進んで下さい。
それ以外の場合は⑧に進んで下さい。



- ⑧ [OK] を選択して下さい。
- ⑨ レセチェックンを再度起動します。通常通り起動しましたら、バージョンアップは終了です。

《 ⑦で別の画面が表示された場合 》

- A) 新 VerNo は【 2.919.0.0404 】です。[はい(Y)] を選択して下さい。



- B) 実行中の画面が表示されます。暫くお待ち下さい。



- C) 処理が終了しましたら、下記の画面が表示されます。[終了] を選択して下さい。



- D) レセチェックンを再度起動します。通常通り起動しましたら、バージョンアップは終了です。

E) (複数台で運用されている医療機関様のみ)

子機での作業が必要です。①の手順から進み、④で【システムバージョンアップ(F5)】を選択し、バージョンアップを行なって下さい。